

Avtale:	Leverandør:	Utstyr:	Avtalenummer:	NKKN:	Garanti	Raparasjon
Delkontrakt 1: Øretermometer - utstyr	Scan-Med AS Norway	Pro 6000 Thermoscan	16288101	Braun 6000: 11260-23195	3 år	<p>Ved feil i garantitiden (3 år), sendes defekt apparat i retur og man mottar et "nytt apparat" umiddelbart.</p> <p>Apparatet kan kontrolleres i 3 temperatur nivåer med calibration tester for Pro 6000 art 01802-110 (art nr og pris er satt inn i prisskjema)Termometeret kalibreres under produksjonen.</p> <p>Hvis termometeret brukes i henhold til bruksanvisningen, er det ikke nødvendig med regelmessig justering. Welch Allyn anbefaler imidlertid å kontrollere kalibreringen årlig eller når det er tvil om hvorvidt termometeret er klinisk nøyaktig.</p>
Delkontrakt 2: Termometer - infrarød kontaktløs	OneMed AS	Ri-Thermo SensioPRO	16288103	SensioPro: 11138-27109	3 år	<p>OneMed har egen serviceavdeling på Gardermoen, med medisinteknikere som vurderer termometer. Behandlingstiden er 5 dager.</p> <p>Alle termometer som er vurdert innenfor garanti/reklamasjonsbestemmelser vil bli erstattet. Det er mulighet for midlertidig lån av utstyr.</p> <p>For tilbudte produkter anbefaler produsent årlig kontroll.</p>

						Det vil ikke være mulig med reparasjoner i Norge.
Delkontrakt 3: Termometer - kontinuerlig måling - utstyr	KCI Medical AS	3M Bair Hugger styreenhet til temperaturovervåking	16288104	Bair Hugger 37014: 15564-29223	3 år	<p>Det anbefales kalibreringssjekk av 3M™ Bair Hugger™ temperaturovervåkingssystem 1 gang pr år. Medisinsk teknisk avdeling på sykehusene utfører dette raskt og enkelt. Verifiseringssett produktnummer 90128 brukes til dette.</p> <p>Leverandør oppgir at det er svært lite til ingen behov for reparasjon av BHTMS. Årlig verifisering - kalibrering utføres av medisinsk teknisk lokalt.</p> <p>Ved behov for bytte av skadet sensorkabel anbefales det at medisinsk teknisk avdeling har noen på lokalt lager.</p>
Delkontrakt 4: Termometer – temporalisscanner - utstyr	Pure Medical AS	Exergen TAT5000s	16288106	Exergen TAT 5000: 11138-15426	10 år	<p>Termometer som er returnert til leverandør for kontroll blir erstattet med tilsvarende ny enhet innen få dager.</p> <p>Kontroll pr enhet tar ca 2-3 minutter. Ved avvik skal enheten returneres Pure Medical AS og tilsvarende enhet blir erstattet innen få dager.</p>